

Instrukcja używania wyrobu medycznego



Polfa Warszawa S.A.

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli objawy nie ustapia lub nasila się, należy skontaktować się z lekarzem.

Starazolin® Complete

Krople do oczu z hialuronianem sodu 0,2% i deksopantenolem 2%

Nie zawierają środków konserwujących

Krople intensywnie nawilżające o właściwościach ochronnych i regenerujących

Spis treści:

1. Co to jest wyrób medyczny
Starazolin Complete i w jakim celu
się go stosuje
2. Informacje ważne przed
zastosowaniem wyrobu medycznego
Starazolin Complete
3. Jak stosować wyrób medyczny
Starazolin Complete
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać wyrób medyczny
Starazolin Complete
6. Inne informacje

1. Co to jest wyrób medyczny Starazolin Complete i w jakim celu się go stosuje

Starazolin Complete to jałowe krople do oczu, zawierające hialuronian sodu i deksopantenol, bez środków konserwujących.

- Hialuronian sodu jest naturalną substancją, występującą w organizmie ludzkim, np. w płynie stawowym (łyż).
- Dekspantenol jest substancją zaliczaną do grupy witamin B, wspomagającą właściwości hialuronianu sodu.

Składniki te szybko, intensywnie i długotrwale nawilżają, wspomagają regenerację, chronią oraz odświeżają i pielęgnują powierzchnie oka.

Starazolin Complete przynosi ulgę
w przypadku:

- suchości
- uczucia piasku pod powiekami, ciała obcego
- zmęczenia
- pieczenia
- swędzenia
- łzawienia
- podrażnienia
- czasowego pogorszenia ostrości widzenia, zamglenia wynikającego ze zmęczenia oczu

Krople przywracając naturalną równowagę nawilżenia oczu, chronią przed ponownym wysychaniem i przyczyniają się do utrzymania ich w dobrej kondycji.

Starazolin Complete zawiera hialuronian sodu – naturalną substancję, która tworzy równomierną, trwałą i długą utrzymującą się warstwę na powierzchni oka, chroniącą przed podrażnieniami oraz ponownym wysychaniem. Warstwa ta nie ma ujemnego wpływu na widzenie.

Starazolin Complete zawiera również deksopantenol (prowitaminę B₅), który zwiększa nawilżające działanie hialuronianu sodu, a ponadto wspomaga regenerację i chroni powierzchnię oka.

Starazolin Complete skutecznie nawilża, zabezpiecza oraz tworzy warstwę ochronną na powierzchni oka, likwidując dyskomfort związany z:

- mechanicznym podrażnieniem powierzchni oka występującym, np. w trakcie badań okulistycznych oraz podczas noszenia soczewek kontaktowych;
- używaniem kosmetyków, wpływem czynników środowiska zewnętrznego tj. klimatyzacja, zimne, gorące, suche powietrze, wiatr, zanieczyszczenia powietrza spowodowane np. dymem papierosowym, smogiem, a także przebywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu lub na słońcu;
- przemęceniem oczu wynikającym z długiej koncentracji wzroku np. praca przy monitorze komputera, wielogodzinne prowadzenie samochodu, czytanie, oglądanie telewizji, korzystanie ze smartfonów;
- zbyt małą ilością łez lub zmianą ich składu m.in. u osób mających zespół suchego oka oraz u osób powyżej 40 roku życia

Krople Starazolin Complete mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe wszystkich typów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego Starazolin Complete

**Nie należy stosować wyrobu
medycznego Starazolin Complete:**

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników wyrobu;
- w przypadku zakażenia oka (oczu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie są znane interakcje (oddziaływania) z innymi kroplami do oczu. Jeżeli istnieje konieczność jednoczesnego stosowania innych kropli lub maści do oczu, należy zachować co najmniej 15-minutowy odstąpię pomiędzy ich podaniem. Starezon Complete należy zastosować jako ostatni.

Po zakropleniu mogą wystąpić przemijające, krótkotrwałe zaburzenia widzenia. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do momentu ustąpienia zaburzeń.

Nie przekłubać systemu dozującego przez użyciem.


3. Jak stosować wyrób medyczny Starazolin Complete

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie wyrobu medycznego Starazolin Complete.

Sposób użycia

Ze względów higienicznych opakowanie wyrobu powinno być stosowane tylko przez jednego użytkownika.

- Przed zakropieniem wyrobu Starazolin Complete należy dokładnie umyć ręce.
- Przed pierwszym użyciem zdjąć zakrętkę, odwrócić butelkę do dołu, następnie delikatnie nacisnąć na ścianki butelki aż do pojawienia się pierwszej kropli.
- Przed każdym użyciem zdjąć zakrętkę i zakropić krople do oka (oczu).
- Zwykle stosuje się 1-2 krople 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka lub według zaleceń lekarza okulisty.
- Powoli zamknąć oczy, aby płyn mógł równomiernie pokryć całą powierzchnię oka (oczu).
- Zamknąć butelkę.
- Należy unikać dotykania końcówką kroplomierza powierzchni oka.



Należy strącić pozostałości po kropli po dozowaniu przed zakręceniem opakowania.

W trakcie używania wraz ze zmniejszającą się ilością pynu w butelce, należy silniej ją nacisnąć w celu aplikacji odpowiedniej ilości produktu. Jest to związane z specyfiką systemu zamknięcia, którego celem jest zachowanie jakości oraz właściwości kropli niezawierających konserwantów.

Ze względu na fakt, że Starazolin Complete nie zawiera środków konserwujących, jest zwykle dobrze tolerowany i może być stosowany długotrwale.

Jeżeli pomimo stosowania wyrobu, nadal występuje dyskomfort i utrzymuje się on przez dłuższy czas należy zgłosić się do lekarza okulisty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki wyrobu Starazolin Complete
Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane

W odosobnionych przypadkach mogą pojawić się reakcje alergiczne, takie jak pieczenie, łzawienie oczu, które ustępują po odstawieniu wyrobu. Bezpośrednio po zakropieniu mogą wystąpić przemijające, krótkotrwałe zaburzenia widzenia. W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich wytwórcę.

5. Jak przechowywać wyrób Starazolin Complete

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować wyrobu medycznego Starazolin Complete po upływie terminu ważności (📅) zamieszczonego na butelce i tekturowym pudełku. Po pierwszym otwarciu butelki, wyrób może być używany przez okres 90 dni.

6. Inne informacje

Skład
Starazolin Complete zawiera: hialuronian sodu 0,2%; deksopantenol 2%; cytrynian sodowy dwuwodny; kwas cytrynowy jednowodny; wodę wysokooczyszczoną.

Przezroczyste, klarowne krople do oczu.

Opakowanie: butelka zawierająca 5 ml lub 10 ml roztworu, wyposażona w podzespół zamykający z zaworem i filtrem zabezpieczającym produkt przed skażeniem drobnoustrojami, umieszczona w tekturowym pudełku.

 Polfa Warszawa S.A.
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa, Polska
tel. +48 22 691 39 00
www.polfawar.com.pl

Data aktualizacji instrukcji:
marzec 2018 r.

 0197



Znaczenie zastosowanych symboli:

 Produkt sterylny

 Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania

 Użyć do: (termin ważności)

 Wytwórca

 Numer serii

 +25°C
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C